



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Bandelin® SONOPULS NA 29 G Normschliffadapter

153,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Der Normschliffadapter dient zur Herstellung einer dichten Verbindung zwischen Laborgefäßen mit Normschliff und SONOPULS-Ultraschallhomogenisatoren. Somit vielfältige Beschallungsaufbauten und Durchfluss-Ultraschall-Reaktoren realisiert werden. Der Adapter wird dabei an das Außengewinde des SONOPULS Stufen- bzw. Boosterhorn angeschraubt.

Zusätzliche Informationen

| | |
|---------------------|----------------|
| Art.-Nr. | BL-0321 |
| Hersteller (Marke) | Bandelin |
| VGKL Nummer | 530709029 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |

