



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Bandelin® SONOPULS TT 213 Titanteller

77,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Abstrahldurchmesser 13 mm, passend an SH 100 G und SH 200 G (HD 4100 und HD 4200). Ein Titanteller stellt eine stark verkürzte Sonotrode dar. Die ultraschallabgebende Fläche unterliegt bei jeder Bauform dem Verschleiß durch Kavitationserosion. Der Austausch eines Titantellers kann jedoch aufgrund des geringen Materialaufwands zu deutlich geringeren Kosten als bei langen Sonotroden erfolgen. Die Titanteller werden zur Beschallung mittlerer Mengen eingesetzt.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BL-0278
Hersteller (Marke)	Bandelin
Transporttemperatur	Raumtemperatur

