



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Bandelin® SONOPULS TS 113 V Sonotrodenverlängerung

**201,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Sonotrodenverlängerung zwischen SH 100 G / 200 G und TT 213 (HD 4100 und HD 4200). Zur Erweiterung der Arbeitslänge und zum Überbrücken von Distanzen in hohen Gefäßen. Sie werden am Homogenisator zwischen dem Stufen- bzw. dem Boosterhorn und dem Titanteller montiert.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	BL-0246
Hersteller (Marke)	Bandelin
Transporttemperatur	Raumtemperatur

