



Bandelin[®] SONOPULS RZ 5 Rosettenzelle

Artikelbilder



Beschreibung

Eine Rosettenzelle (RZ) ermöglicht die intensive und gleichmäßige Beschallung flüssiger Medien. Die runde Form der Seitenarme führt zu einer intensivierten Zirkulation der Probe. Innenmaß L x B x T: 90 x 90 x 243 mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BL-0303
Hersteller (Marke)	Bandelin
VGKL Nummer	530707121

