




neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Bandelin® SONOPULS DZ 300 E Durchflussgefäß

**1.529,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Durchfluss-Beschallungsgefäße aus Edelstahl für die direkte Beschallung zum Emulgieren, Mixen oder Homogenisieren. Das Durchfluss-Beschallungsgefäß wird direkt an das Außengewinde des Stufen- oder Boosterhorns montiert. Die Flüssigkeit wird von unten gegen die schallabstrahlende Fläche der Sonotrode gepumpt, passiert direkt das Kavitationsfeld und verlässt die Kammer über den Auslass. Eine Kreislaufbeschallung ist ebenfalls möglich. Der Beschallungsgrad ist abhängig von der eingestellten Amplitude sowie der Durchflussrate.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	BL-0553
Hersteller (Marke)	Bandelin
Transporttemperatur	Raumtemperatur

