



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Bandelin® SONOREX TECHNIK WG 40-2 Wannengestell

3.549,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Mit dem Wannengestell WG für 2 Wannen kann die separat erhältliche Hubeinrichtung mit Oszillation MB zwischen den Reinigungsstufen verschoben werden. Die Reinigungskörbe können damit komfortabel zwischen den Reinigungsstufen weiter transportiert werden. Das Wannengestell dient zur Realisierung mehrstufiger Reinigungsstraßen aus Reinigungs- und Spülbecken sowie Trocknern.

Zusätzliche Informationen

| | |
|---------------------|----------------|
| Art.-Nr. | BL-0760 |
| Hersteller (Marke) | Bandelin |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |

