




Bandelin[®] SONOPULS DG 3 Durchflussgefäß

Artikelbilder



Beschreibung

Durchflussgefäß DG mit Kühlmantel. Zur kontinuierlichen Beschallung größerer Mengen im Durchfluss. Der Kühlmantel gestattet eine Temperierung durch flüssige Kühlmittel während der Beschallung über vorhandene Schlauchanschlüsse. Innenmaß L x B x T: 20 x 20 x 65 mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BL-0320
Hersteller (Marke)	Bandelin
VGKL Nummer	530707103

