




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Bandelin® SONOREX ZF 10 Laborkolbenhalter 8 Stück

154,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Zur Fixierung von Laborkolben in Einhängkörben Set bestehend aus 5 St. Laborkolbenhalter à 155 mm und 3 St. Laborkolbenhalter à 215 mm; Edelstahl Um eine reibungslose Probenvorbereitung durchzuführen, müssen entsprechende Voraussetzungen für die Laborarbeit geschaffen sein. Proben sollen schnell und zuverlässig für die nachfolgende Analyse in Laborgefäßen unterschiedlichster Form und Größe homogenisiert, extrahiert oder entgast werden. Für diese Herausforderung hat BANDELIN praktische Halter zum Fixieren von Laborkolben in Einhängkörben für SONOREX Ultraschallbäder entwickelt. Die Halter garantieren die Standsicherheit der Laborkolben während der Beschallung. Gleichzeitig sorgen sie für eine optimale Ankopplung der Proben an die Kontaktflüssigkeit und damit für eine verlustarme Ultraschallübertragung in die zu beschallende Probe. Die Laborkolbenhalter können als Längs- und Querteiler schnell und unkompliziert mittels kleiner Haken an jeder Position des Korbrandes montiert werden. Die Fächergröße ist individuell je nach Kolbenform und -größe (10 – 250 ml) einstellbar und bei Bedarf im Handumdrehen auch wieder geändert. Ohne Aufwand und zusätzliches Werkzeug können die Laborkolben passgenau eingesetzt werden, so dass die Probenvorbereitung mit Ultraschall sicher und effektiv abläuft. Um bei optimalem Füllstand des SONOREX Ultraschallbades weiterhin zu gewährleisten und ein Überfluten der Laborkolben zu vermeiden, empfehlen wir die Griffverstellung GV 10.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BL-0217
Hersteller (Marke)	Bandelin
Transporttemperatur	Raumtemperatur

