



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Bandelin® SONOREX TECHNIK WG 40-3 Wannengestell

**3.879,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Mit dem Wannengestell WG für 3 Wannen kann die separat erhältliche Hubeinrichtung mit Oszillation MB zwischen den Reinigungsstufen verschoben werden. Die Reinigungskörbe können damit komfortabel zwischen den Reinigungsstufen weiter transportiert werden. Das Wannengestell dient zur Realisierung mehrstufiger Reinigungsstraßen aus Reinigungs- und Spülbecken sowie Trocknern.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	BL-0756
Hersteller (Marke)	Bandelin
Transporttemperatur	Raumtemperatur

