



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Bandelin® SONOSHAKE SA 1028 Schüttelaufsatz

3.093,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Der Schüttelaufsatz SA 1028 kann zu einem vorhandenen DT 1028 F nachgerüstet werden. Das SONOSHAKE bietet breite Einsatzmöglichkeiten bei der Probenvorbereitung in vielen Bereichen der Analytik, z.B. in der Umwelt- und Lebensmittelanalytik sowie in der medizinischen Diagnostik. Das Bad besitzt eine Grundfläche von 500 mm x 300 mm, eine Wannentiefe von nur 65 mm und ist somit ideal für die Beschallung von Proben in Laborkolben. Die Proben können sowohl in definierter Zeit als auch im Dauerbetrieb beschallt werden. Eine Schnellentgasung über DEGAS-Funktion ist ebenfalls möglich. Der Schüttelaufsatz erlaubt durch vier verschiedene Schüttelfrequenzen sanfte bis starke horizontale Bewegung bis maximal 20 mm. Beide Vorgänge sind gleichzeitig und auch getrennt durchführbar. So werden mit definierter Schüttelfrequenz beispielsweise die Vorhomogenisierung und mit Ultraschall die Abschlusshomogenisierung in deutlich kürzerer Zeit erreicht. Netzanschluss: 230 V EU-Stecker

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BL-0493
Hersteller (Marke)	Bandelin
VGKL Nummer	100733249
Transporttemperatur	Raumtemperatur

