



Bohlender[®] BOLA Thermo-Becher 250 ml

Artikelbilder



Beschreibung

BOLA Thermo-Becher Starkwandiger Becher aus PTFE mit verstärktem oberen Rand und Ausguss. Durch das hitzebeständige PTFE-Kohle-Compound auf der Außenseite des Bodens kann der Becher auf Heizplatten erhitzt werden (max. bis +270 °C). Die Innenseite des Bo

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ER-0043
Hersteller (Marke)	Bohlender

