



Bohlender® BOLA Gaswasch-Säulen 1000 ml

Artikelbilder



Beschreibung

BOLA Gaswasch-Säulen Schlanker, hoher FEP-Säulenkörper. Zu- und Abgangsrohr, sowie Steigrohr aus FEP-Schlauch 5,6 x 8 mm Fuß- und Oberteil aus reinem PTFE. Die Standard-Fritte aus porösem PTFE mit ca. 5µm Porengröße ist mit dem Steigrohr verschraubt (Ge

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ER-0027
Hersteller (Marke)	Bohlender
VGKL Nummer	101761708

