



## Bohlender<sup>®</sup> BOLA Thermo-Becher 100 ml

### Artikelbilder

---



### Beschreibung

---

BOLA Thermo-Becher Starkwandiger Becher aus PTFE mit verstärktem oberen Rand und Ausguss. Durch das hitzebeständige PTFE-Kohle-Compound auf der Außenseite des Bodens kann der Becher auf Heizplatten erhitzt werden (max. bis +270 °C). Die Innenseite des Bo

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	ER-0042
Hersteller (Marke)	Bohlender

