



Bohlender[®] BOLA GL-Belüftungen GL 14

Artikelbilder



Beschreibung

BOLA GL-Belüftungen Filter mit PTFE-Membran und flexiblem Schlauchstück, Schraubkappe aus PPS passend für GL-Gewinde.
Abmessungen: für Gewinde GL 14 Filtermaterial PTFE PTFE Porengröße μm 0,20 Filter- \emptyset mm 33

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ER-1958
Hersteller (Marke)	Bohlender

