



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Brand® PCR-Set: 50x PCR-Platten, 96-well, ohne Rahmen, Standardprofil, farblos + 50x Verschlussfolien (qPCR)

240,40 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Bei mittlerem und hohem Probenaufkommen sind die 96-well Platten von BRAND die effiziente Lösung für Ihre PCR und qPCR. Sie haben ausreichend Platz für verschiedene Analysen und lassen sich komfortabel mit Mehrkanalpipetten oder Pipettierrobotern befüllen. Die gleichmäßigen und dünnen Wandstärken der Wells sorgen für eine schnelle Übertragung der Temperatur vom Cycler in die Probe und reduzieren so die Zykluszeiten. Auch für Ihren Cycler gibt es bei BRAND die passende Platte. Verschiedene Rahmenvarianten sorgen für eine gute Passung im Thermocycler und somit für eine effiziente Wärmeübertragung. Für hohe Flexibilität sind rahmenlose Platten die erste Wahl. Bei Platten mit halbem Rahmen lässt sich zur eindeutigen Identifikation ein Barcode aufbringen. Gleiches gilt für Platten mit ganzem Rahmen, die aufgrund ihrer Steifigkeit optimal für die Automation geeignet sind. Für die qPCR stehen weiße Platten zur Verfügung, die die Fluoreszenzsignale bestmöglich reflektieren. Selbstklebenden Folien oder Deckelstreifen verschließen die Platte sicher und schützen vor Verlusten durch Verdunstung – wichtig gerade bei kleinen Volumina. Die Reinraum-Qualität der PCR-Consumables von BRAND steht für verlässliche Ergebnisse. Auch die 96-well Platten von BRAND werden unter kontrollierten Reinraumbedingungen produziert und sind daher frei von DNase, DNA, RNase und Endotoxinen.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BN-2203
Hersteller (Marke)	Brand
Hersteller EAN	4033378488268
Transporttemperatur	Raumtemperatur

