




Bühler® Aufsatz für Sektflaschen

Artikelbilder



Beschreibung

Aufsatzgestell zur sicheren Befestigung von bis zu 36 liegenden Sektflaschen. Um die Anordnung der Sektflaschen im Schüttelaufsatz zeigen zu können, verzichtet die Abbildung teilweise auf Seitenwände und Deckel. Im Normalzustand ist der Aufsatz an allen Seiten komplett geschlossen. Außenmaße (B x T x H): 750 x 650 x 370 mm (geöffnet: 750 x 650 x 680 mm) Gewicht: 25 kg

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	NB-0253
Hersteller (Marke)	Bühler

