



Bürkle® Novartos Multi, V4A,600mm,3-fach,12 Kammern,o.Ein.

Artikelbilder

Beschreibung

Probensammler Novartos Uno mit zwei oder drei Sammel-Kammern, für eine Zone zur Probenentnahme. Novartos der Pharma-Zonensammler für die Probenahme gemäß Unit-Dose-Sampling FDA-Richtlinie. Ein Doppel- bzw. Dreifachprobenzug ist jetzt ohne mehrfaches Einstechen der Lanze in das Schüttgut möglich, dadurch wird eine Entmischung weitgehend vermieden. Ein entscheidender Vorteil von Novartos ist die einfache Reinigung. Die vollständige Befüllung und Entleerung der Probenkammern ist durch computeroptimierte Geometrie entscheidend verbessert worden, es gibt keine Zwischenräume und Toträume, in denen sich Probenreste ansammeln können. Novartos Uno dient zur gezielten Probenahme Die passgenauen Probeneinsätze sind leicht auswechselbar Einsätze sind in Volumen von 0 bis 2,0 ml (Novartos Multi) bzw. 0 bis 4,0 ml (Novartos Uno) lieferbar (alternative Probenvolumen in Abständen von je 0,1 ml auf Anfrage) Die Einstichtiefe ist an der lasergravierten Tiefenskala gut ablesbar Edelstahl V4A (1.4404 / 1.4571) Riefenfrei und elektrolytisch 25 mm Ø Novartos wurde entwickelt in Zusammenarbeit mit einem multinational operierenden Pharma-/ Chemiekonzern in Basel/Schweiz.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KL-2307
Hersteller (Marke)	Bürkle

