



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Bürkle® Saugrohr gerade, PE transp., 200 cm, Profi Sampler

143,10 € Ab

119,70 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Saugrohre gerade, PE oder PA bieten den Vorteil, dass sie nicht wie die Standardrohre (Rollenware) gebogen sind und deshalb kerzengerade in das Gebinde eingetaucht werden können. Erhältlich sind die Saugrohre aus PE transparent für die allgemeine Probenahme und PA schwarz für brennbare Flüssigkeiten der Gefahrenklasse A1 (VbF, elektrisch leitfähig). Durchmesser 6 x 8 mm. Kontamination gebannt! In der Praxis werden die preiswerten Rohre nur einmal verwendet. Anschließend werden sie entsorgt, anstatt sie einer aufwändigen Reinigung zu unterziehen. Die Rohre sind nicht autoklavierbar.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KL-0645
Hersteller (Marke)	Bürkle
Transporttemperatur	Raumtemperatur

