



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Christ® Rotations-Vakuum-Konzentrator RVC 2-25 CDplus, 230 V, 50/60 Hz

**15.876,00 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images

Beschreibung

Rotations-Vakuum-Konzentrator RVC 2-25 CDplus, 230 V, 50/60 Hz System 2: Betriebsfertiges Komplettsystem mit Vakuumausrüstung und Kühlfalle mit Vorwahl von Zeit, Temperatur und Vakuum bestehend aus: - Rotations-Vakuum-Konzentrator RVC 2-25 CDplus, serienmäßige Anschlußspannung 230 V, 50/60 Hz, Tischausführung, Rotorraum aus Edelstahl, magnetgekoppelter Antrieb, Deckel mit Schauglas und elektrischer Verschuß- und Sicherheitseinrichtung, bedienungs-freundliche Anlagensteuerung mit LCD-Display, (Best.-Nr. 101225) - Vakuum-Chemie-Membranpumpe MZ 2C ohne Emissionskondensator und Auffangkolben für lösungsmittelhaltige Substanzen, mit einem Saugvermögen von 1,7 m³/h, 230 V, 50/60 Hz (Best.-Nr. 125297) - Kühlfalle CT 02-50 (lösemittelbeständig), 230V, 50/60 Hz, luftgekühlte Kältemaschine, FCKW- und H-FCKW-freies Kältemittel (Best.-Nr. 100503) - Deckel aus Sicherheitsglas für die Kühlfalle CT 02-50 SR einschließlich zwei Verbindungsschläuchen mit Normflanschanschluß zum Anschluß an den Rotations-Vakuum-Konzentrator RVC 2-25 und die Vakuumpumpe (Best.-Nr. 121370) - Elektromagnetisches Absperr- und Regelventil DN 16, PTEE - Ausführung, (Best.-Nr. 125800) - Vakuummeßsonde VSK 3000 mit Anschlußkabel und Spann/- Zentrierringen sowie Anschlußbogen. Mit integrierter Meßschaltung zum direkten Anschluß an die CDplus-Steuerung. (Best.-Nr. 125477)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	HJ-0003
Hersteller (Marke)	Christ
VGKL Nummer	558610225
Transporttemperatur	Raumtemperatur

