



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Corning® 490cm² Polystyrene Roller Bottle with Plug Seal Cap, 2 per Bag, 40 per Case

373,75 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

RB,490CM,48MM PLG SEAL,PS,S,BK,2/40 Case Size: 20 Pack size: 2

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	XC-0687
Hersteller (Marke)	Corning
Transporttemperatur	Raumtemperatur

