



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## DURAN® Anschluss-System GL 25, roter PBT Schraubverschluss mit PTFE-Einsatz und 3- Ports (Edelstahl)

**61,67 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

DURAN® GL 25 Multiport-Anschlusskappe, mit 3 Ports Ein praktisches Schlauchverbindungssystem für den Einsatz mit DURAN® GL 25 Labor- und Medienflaschen. Das Anschluss-System erleichtert den Transfer von Flüssigkeiten innerhalb eines geschlossenen und sterilen Systems. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Verfügbar mit 2, 3 oder 4 Steckoliven Anschluss-System mit mehreren Steckoliven für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 3,2 mm (1/8") (z.B. Pharmed® BPT Schläuche) geeignet Verschlüsse mit GL 25 Gewinde, passend für die kleineren 10 oder 25 ml DURAN® Flaschen Anwendung: Entnahme geringer Mengen, Medienbereitstellung für kleine Bioreaktoren, Fed-Batch-Bioreaktor, Perfusionskreislauf für Zellkultur, Oxygenierung und Belüftung sehr kleiner Mengen, Einsatz als Chemie-Mikroreaktor

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	SD-2795
Hersteller (Marke)	DURAN
VGKL Nummer	102111302
Transporttemperatur	Raumtemperatur

