



DURAN[®] Ausstellungs-Schaugläser, 100 ml

Artikelbilder



Beschreibung

DURAN® Ausstellungsschauglas, 100 ml Die Vielzahl von unterschiedlichen Arbeitsschritte im Laborumfeld fordert eine Vielzahl von universell einsetzbaren Glasgeräten. Diese Glasgeräte besitzen meist eine recht einfache Form und zeichnen sich durch ihre Vielseitigkeit aus. Ausstellungsgläser und Präparatekästen dienen zur Aufbewahrung und Lagerung von Materialien und finden oft in Ausstellungen Anwendung. Hier können die gezeigten Objekte konserviert und anschließend betrachtet werden ohne diese zu berühren. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Überkopfstellung des Ausstellungsglases Dichterer Verschluss durch eingeschlifften Deckel Eingebanntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Ausstellung, Lagerung und Transport von festen Materialien

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SD-0655
Hersteller (Marke)	DURAN
VGKL Nummer	122158024

