



DURAN® Ausstellungs-Schaugläser, 300 ml

Artikelbilder



Beschreibung

DURAN® Ausstellungsschauglas, 300 ml Die Vielzahl von unterschiedlichen Arbeitsschritten im Laborumfeld fordert eine Vielzahl von universell einsetzbaren Glasgeräten. Diese Glasgeräte besitzen meist eine recht einfache Form und zeichnen sich durch ihre Vielseitigkeit aus. Ausstellungsgläser und Präparatekästen dienen zur Aufbewahrung und Lagerung von Materialien und finden oft in Ausstellungen Anwendung. Hier können die gezeigten Objekte konserviert und anschließend betrachtet werden ohne diese zu berühren. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Überkopfstellung des Ausstellungsglases Dichter Verschluss durch eingeschliffenen Deckel Eingebrenntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Ausstellung, Lagerung und Transport von festen Materialien

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SD-0656
Hersteller (Marke)	DURAN
VGKL Nummer	122158039

