



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## DURAN® GL 45 Kennzeichnungsring (bottle tag) aus Silikon für GL 45 Laborflaschen, Rot

**36,60 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

DURAN® YOUTILITY® GL 45 Bottle Tag, Silikon, rot Die farbigen GL 45 Bottle Tags sind eine elegante Lösung zur Kennzeichnung von Laborflaschen. Die Bottle Tags können leicht und sicher um den Hals der YOUTILITY Flasche angebracht werden, auch wenn die Flasche bereits mit einem Schraubverschluss versehen ist. Die Bottle Tags sind mit Hilfe einer Lasche auch mit Handschuhen einfach zu entfernen. Besondere Eigenschaften und Vorteile: In verschiedenen Farben erhältlich zur eindeutigen Unterscheidung und Identifikation von Laborflaschen Können dank ihrer Elastizität leicht und sicher um den Hals der Flasche angebracht werden, auch wenn die Flasche bereits mit einem Schraubverschluss versehen ist Mit Hilfe einer Lasche sowohl ohne als auch mit Handschuhen einfach zu entfernen Chemisch widerstandsfähig, hitzebeständig und wiederverwendbar Kompatibel mit allen GL 45 Gewinden und dadurch vielseitig einsetzbar Anwendung: Farbkennzeichnung und -identifikation

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	SD-2758
Hersteller (Marke)	DURAN
VGKL Nummer	102112818
Transporttemperatur	Raumtemperatur

