



Fritsch[®] Mahlkugel 20 mm Achat

Artikelbilder

Beschreibung

Allgemeine Werkstoff-Spezifikation: Werkstoff: Achat - SiO₂ Abriebfestigkeit: gut Einsatz für: weiche bis mittelharte Proben Detail-Informationen zum Werkstoff finden Sie unter Richtanalysen Empfohlene Anzahl Kugeln pro Mahlbecher Mahlbecher 500 ml 250 ml 80 ml Nutzinhalt (Mahlgut) 80 – 225 ml 30 – 125 ml 10 – 30 ml Kugeln Ø 20 mm 25 15 5

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	FR-0810
Hersteller (Marke)	Fritsch
VGKL Nummer	539805612

