



Fritsch® Mahlkugel 30 mm Achat

Artikelbilder

Beschreibung

Allgemeine Werkstoff-Spezifikation: Werkstoff: Achat - SiO₂ Abriebfestigkeit: gut Einsatz für: weiche bis mittelharte Proben Detail-Informationen zum Werkstoff finden Sie unter Richtanalysen Empfohlene Anzahl Kugeln pro Mahlbecher Mahlbecher 500 ml 250 ml Nutzinhalt (Mahlgut) 80 – 225 ml 30 – 125 ml Kugeln Ø 30 mm 8 6

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	FR-0816
Hersteller (Marke)	Fritsch
VGKL Nummer	539805613

