



Fritsch[®] Pulverflasche 500ml mit Gravur

Artikelbilder

Beschreibung

mit Schraubdeckel, Glasgewinde GL 55 kann bei den Teilköpfen mit Teilungsverhältnis 1:8 eingesetzt werden. Außerdem ist ein Probenbehälter 25 ml mit Deckel, Artikel-Nummer 83.3190.16, lieferbar, der in die Probengläser 250 ml und 500 ml eingesetzt werden kann, zur Teilung kleinster Probenmengen.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	FR-0205
Hersteller (Marke)	Fritsch

