



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Hellma Hellmanex III 320.003

60,60 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

Hellmanex® III Typ 320.003, Hochwirksames, alkalisches Konzentrat für die Reinigung von Küvetten aus Glas und Quarzglas und von anderen empfindlichen optischen Teilen. • Deutliche Herabsetzung der Oberflächenspannung • Ausgezeichnete Abspülbarkeit • Verwendung spezieller Tenside ohne Absorption oberhalb 288 nm • Sehr gute Materialverträglichkeit, Reduzierung von Glaskorrosion. Das Konzentrat ist in 1,4 kg PE-Flaschen (1 l) abgefüllt. Bei Anwendung der empfohlenen Konzentration von 0,5 bis 2 Vol.-% ergibt sich circa 50 - 200 l Reinigungsflüssigkeit je Flasche. Anmerkung: Verkaufseinheit ab Werk: Kartonbox mit 6 Flaschen (Das Sicherheitsdatenblatt ist auf der Homepage: hellma-analytics.com abrufbar)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KI-0707
Hersteller (Marke)	Hellma
Transporttemperatur	Raumtemperatur

