



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

## Hellma Rechteck-Küvette 402.013-OG SD 25x25mm, VOL 25000µl

**246,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images

---

## Beschreibung

---

Rechteck-Küvette Typ 402.013-OG für Trübungsmessungen, Fenstermaterial Optisches Glas (360 nm - 2500 nm), Volumen 25000 µl, Marke bei 25 ml, Anzahl der Fenster 5, Schichtdicke 25 x 25 mm, Außenmaße 70 x 30 x 30 mm, Innenmaße 67 x 25 x 25 mm, Bodendicke 3 mm

## Zusätzliche Informationen

---

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Art.-Nr.            | KI-0650        |
| Hersteller (Marke)  | Hellma         |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |

