



Hellma Referenzplatte 666-R113

Artikelbilder

Beschreibung

Referenzplatte Typ 666-R113 zur Überprüfung der fotometrischen Genauigkeit (Neutralglas) und der Wellenlängengenauigkeit (Holmium) von Mikroplatten-Readern. Die Abmessungen entsprechen einer Mikrottestplatte mit 96 Nöpfchen und 6,6 mm Durchmesser je Fenster, Außenmaße (HxBxT): 14,5 x 125 x 85,5 mm, ausgestattet mit 4 Neutralgläsern mit den Absorptionen: 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 zertifiziert bei den Wellenlängen: 405, 450, 490, 650nm, sowie mit einem Holmium-Glasstreifen zertifiziert bei den Wellenlängen: 279, 361, 453, 536, 638nm, in hochwertiger Aufbewahrungsbox mit DAkKS-Kalibrierschein Achtung: Artikel bis 30.06.2022 verfügbar. Weitere Informationen folgen.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KI-0308
Hersteller (Marke)	Hellma

