



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Hirschmann® rotarus MKF 60-4-8, 4-Kanal- Pumpenkopf, 8 Rollen

571,00 €
zzgl. MwSt &
Versand



Beschreibung

rotarus® MKF 60-4-8, 4-Kanal-Pumpenkopf, 8 Rollen, für Stopperschläuche. Pumpenkopf aus langlebigem PPS Kunststoff für kontinuierliches Fördern oder präzises Dosieren von Zielvolumina mit stabilen Schlauchkassetten und Schraube zum Feinjustieren der Förderleistung. Für die Adaption an die Hirschmann rotarus® Antriebe ist eines der beiden MKF-60 Adapter-Sets notwendig.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	NH-1912
Hersteller (Marke)	Hirschmann
VGKL Nummer	103708063
Transporttemperatur	Raumtemperatur

