




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Hirschmann® rotarus PKF 60-24-3, Einkanal- Pumpenkopf, 3 Rollen

330,00 €
zzgl. MwSt &
Versand



Beschreibung

rotarus® PKF 60-24-3, Einkanal-Pumpenkopf, 3 Rollen, für Wandstärke 2,4 mm. Wirtschaftlicher Pumpenkopf aus langlebigem PPS Kunststoff für kontinuierliches Fördern oder präzises Dosieren von Zielvolumina. Einfaches Schlaucheinlegen durch Entriegeln des Pumpenkopfs. Für die Adaption an die Hirschmann rotarus® Antriebe ist eines der beiden PK-60 Adapter-Sets notwendig.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	NH-1910
Hersteller (Marke)	Hirschmann
VGKL Nummer	103706061
Transporttemperatur	Raumtemperatur

