



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



KERN® statischer Drehmomentsensor, Max 500 Nm

360,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

statischer Drehmomentsensor, Max 500 Nm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KP-10486
Hersteller (Marke)	KERN
Transporttemperatur	Raumtemperatur

