



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



KNF® Feinregulierventil mit Manometer Zubehör, für N 86 KT.18

82,70 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Feinregulierventil mit Überdruckanzeige (Manometer) zur Einstellung des Überdruckes mittels Überströmen in die Atmosphäre. Der Feinregulierkopf kann an der Pumpe montiert werden. Gewinde zur Montage: G1/8 Außengewinde
Schlauchstutzen für Verbraucher/Medienleitung: für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 6 mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KF-0132
Hersteller (Marke)	KNF
VGKL Nummer	106271786
Transporttemperatur	Raumtemperatur

