



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



KNF® Feinreguliertventil mit Vakuummeter, Zubehör für N 86 KT.18

82,70 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Feinregulierventil mit Vakuumanzeige (Vakuummeter) zur Einstellung des Vakuums mittels zuführen von Fremdluft (Umgebungsluft). Der Feinregulierkopf kann an der Pumpe saugseitig montiert werden. Gewinde zur Montage: G1/8 Außengewinde Schlauchstutzen für Verbraucher/Medienleitung: für Schläuche mit einem Innendurchmesser vom 6 mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KF-0133
Hersteller (Marke)	KNF
VGKL Nummer	106271789
Transporttemperatur	Raumtemperatur

