




Krüss[®] Autosampler AS90

Artikelbilder



Beschreibung

53 oder 89 Proben Platzsparender Rotorsampller für automatische Probenzufuhr. Mit integrierter Spül- und Trocknungseinheit. Stabile Nadelausführung. Für ein oder zwei Reinigungsmittel geeignet. Einer von zwei möglichen Probenzellern inklusive: 53 x 16 ml (22 x 55 mm) 89 x 6 ml (16 x 55 mm) Passendes Set von Polypropylen-Vials inklusive.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KS-0298
Hersteller (Marke)	Krüess

