



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Liebherr® SmartCoolingHub

**Preis auf
Anfrage**

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images

Beschreibung

Der SmartCoolingHub ist die Basis zur Vernetzung Ihrer professionellen Liebherr-Geräte. Es können bis zu 20 vernetzbare Liebherr-Geräte per Kabel angeschlossen werden. Der SmartCoolingHub wird mit Ihrem Netzwerk verbunden und sendet die Gerätedaten an die Liebherr-Cloud, welche im SmartMonitoring-Dashboard übersichtlich angezeigt werden. Der SmartCoolingHub verfügt außerdem über einen Pufferspeicher und zeichnet bei Unterbrechung der Internetverbindung alle Gerätedaten bis zu 48 Stunden auf. Verbindung WLAN 2,4 GHz oder LAN 100Mbit Bis zu 20 Liebherr-Geräte vernetzbar mit serieller Schnittstelle RS 485 Bis zu 48 Stunden Datenspeicherung bei Unterbrechung der Internetverbindung Platzsparendes Design, Wandmontage möglich Status-LED zeigt den Betriebszustand

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LH-0195
Hersteller (Marke)	Liebherr®

