



Lovibond[®] COD Tube Test LMR

Artikelbilder

Beschreibung

CSB Küvettentest LMR, Messbereich 15 - 300 mg/l O₂, Box mit 25 Küvetten Mit den Lovibond[®] -Küvettentests ist es jedem Anwender möglich, mit geringem Arbeitsaufwand hochempfindliche und präzise Wasseruntersuchungen durchzuführen. Der Messvorgang erfordert vor allem bei Standardanalysen und Reihenmessungen wesentlich weniger Zeit bei gleichzeitiger deutlicher Arbeitserleichterung. Die Küvettentests enthalten exakt dosierte Reagenzmengen. Ein überzähliger Bestand an Chemikalien wird somit vermieden und die Arbeitssicherheit erhöht.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CV-0224
Hersteller (Marke)	Lovibond

