



Lovibond® Fluoride Standard

Artikelbilder



Beschreibung

Kalibrier Standard Lösung 1 mg/l, 30 ml Zur Verwendung mit SPADNS Reagenz Reagenzlösungen bestehen in der Regel nicht aus einer Zubereitung, sondern aus mehreren Komponenten, die nacheinander der Probe zugesetzt werden müssen. Da sowohl Größe als auch Anzahl der Tropfen einen entscheidenden Einfluss auf den zu bildenden Farbkomplex haben, muss die Dosierung äußerst akkurat vorgenommen werden. Die Haltbarkeit von Flüssigreagenzien ist durch den temporären Kontakt mit Luftsauerstoff beim Öffnen der Flaschen und durch ungeeignete Lagerbedingungen (Sonnenbestrahlung, höhere Temperaturen) eingeschränkt.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CV-0003
Hersteller (Marke)	Lovibond

