



Lovibond® Reagenztablette Phenol Red Photometer

Artikelbilder



Beschreibung

Reagenztablette Phenol Red Photometer für pH-Wert Blisterpack. VE=100 Tabletten (VE 250 und 500 Tabletten auf Anfrage) Mit der passenden Tablette zum schnellen Ergebnis Wasseranalytik kann nicht einfacher sein. Genaue Dosierbarkeit, enorme Haltbarkeit und einfache Handhabung machen die Reagenztablette zum beliebtesten Indikatorsystem und sind der günstigste Weg, einen Parameter zu messen. Die Reagenz-Tablette trotz in der Alu-Blisterverpackung fast allen klimatischen Bedingungen und äußeren Einflüssen. Außerdem gibt es für den Anwender kein Sicherheitsrisiko in der Anwendung.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CV-0406
Hersteller (Marke)	Lovibond

