



Lovibond® Vario Phosphate Reagent F10

Artikelbilder



Beschreibung

VARIO Phosphat Reagenz F10, Powder Pack, VE = 100 Powder Packs Die einfache und schnelle Darreichungsform machen die Pulverreagenzien in vielen Ländern zu populären Reagenzien für die Wasseranalytik. Das Lovibond Pulverreagenzien Programm bietet dem vertrauten Anwender eine Alternative für bestehende Mess-Systeme. Die Pulverreagenzien werden unter den gleichen qualitativen Anforderungen hergestellt, welche die Tintometer GmbH, Lovibond Water Testing seit Jahrzehnten im Bereich Reagenz-Tabletten so erfolgreich macht. Parameter von Aluminium über Chlor bis hinzu Sulfat, sind weltweit bekannte Parameter, die mit den Pulverreagenzien Programm abgedeckt werden können.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CV-0456
Hersteller (Marke)	Lovibond

