



## Lovibond® Verifikationsstandard-Kit MultiDirect

### Artikelbilder



## Beschreibung

---

Zero/430/530/560/580/610/660 NM Die Verifikationsstandards dienen zur Überprüfung der photometrischen Richtigkeit und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse bei den verschiedenen Wellenlängen. Angegeben wird die Extinktion. Im Kit enthalten sind eine Nullküvette und sechs verschiedene Messküvetten zur Überprüfung von sechs verschiedenen Wellenlängen. Das Verifikationsstandard-Kit ermöglicht somit die Überprüfung des MultiDirect Photometers. Die Haltbarkeit der Standards beläuft sich auf zwei Jahre ab Herstellungsdatum bei sachgerechtem Gebrauch und sachgerechter Lagerung.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	CV-0382
Hersteller (Marke)	Lovibond

