



## Macherey & Nagel<sup>®</sup> CPS-Vorsäulenhalter

### Artikelbilder

---



### Beschreibung

---

Column-Protection-System-Vorsäulenhalter für EC 4 x 2 und 4 x 3 mm Vorsäulen bestehend aus: 1 x Vorsäulenhalter 2 x Ersatzkapillaren (ID 0,12 mm) 3 x Ferrules (für HPLC Säulen mit Partikelgröße > 2 µm) 3 x Ferrules (für HPLC Säulen mit Partikelgröße < 2 µm) 2 x Schraubenschlüssel (SW 12 und 14) 1 x Gebrauchsanleitung

### Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	ML-2154
Hersteller (Marke)	Macherey & Nagel

