




Macherey & Nagel® Chromab.S.SiOH-H₂SO₄/SA,3mL,500/500mgBIG

Artikelbilder



Beschreibung

CHROMABOND Säulen SiOH-H2SO4/SA BIGpack Volumen: 3 mL, Füllmenge: 500/500 mg Material: PP, mit PE-Filterelementen
verpackt in 5 Beutel à 50 St. Packung à 250 St. EQ Freigestellte Menge oder __UN 3316 Chemie-Testsatz 9 II 0,125 KG ADR/GGVSEB
M11 (E) ADR 3.3.1/251: LQ PAX 960 10 KG CAO 960 10 KG

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ML-8223
Hersteller (Marke)	Macherey & Nagel

