



Macherey & Nagel[®] Nano BSB5-W-Zubehörset

Artikelbilder



Beschreibung

NANOCOLOR BSB5-W-Zubehörset bestehend aus: 1 elektrische Luftpumpe, 1 PE-Behälter 10 L, 1 Verschlußdeckel mit Bohrung 1 Schlauchverbindung (1 m), 2 Begasungssteine, 4 Sauerstoffflaschen nach Winkler, 1 Laborflasche 1 L

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ML-6494
Hersteller (Marke)	Macherey & Nagel

