



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Macherey & Nagel® VISOCOLOR HE Sulfit SU 100 Titrimetrisches Testbesteck Messbereich: 2-100 mg/L SO₃²⁻

79,70 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

VISOCOLOR HE Sulfit SU 100 Titrimetrisches Testbesteck Messbereich: 2-100 mg/L SO₃2- Pg. à 100 Bestimmungen __UN
3316 Chemie-Testsatz 9 II 0,030 L ADR/GGVSEB MII (E) ADR 3.3.1/251: LQ PAX 960 10 Kg CAO 960 10 Kg

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ML-6400
Hersteller (Marke)	Macherey & Nagel
Transporttemperatur	Raumtemperatur

