



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Macherey & Nagel® Vorverschlossen: 702023 + 702058

117,00 € Ab
90,00 €
**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Vorverschlossene Flaschen 702023: 40 mL Gewindeflasche N 24 Außendurchmesser: 27,5 mm, Außenhöhe: 95 mm klar, flacher Boden verschraubt mit 702058: N 24 PP Schraubkappe (bonded), weiß, Loch Silikon weiß/PTFE beige, Härte: 45° shore A Septendicke: 3,2 mm Packung à 100 St.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ML-1893
Hersteller (Marke)	Macherey & Nagel
Transporttemperatur	Raumtemperatur

