



Marienfeld® Blutgaskapillaren 75x2,3 mm

Artikelbilder



Beschreibung

Blutgaskapillaren 75 mm Länge, Außendurchmesser 2,3 mm, Inhalt min. 130,0 µl, Natrium-heparinisiert (80 iu/ml), für Einmalgebrauch, für in-vitro-diagnostische Anwendungen gemäß IVD-Richtlinie 98/79/EG, mit CE-Kennzeichen, empfohlenen Verbrauchsdatum und Chargennummer zur umfassenden Information und Rückverfolgbarkeit, zu 250 Stück in runder Pappdose, 4 Dosen im Karton

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	MD-0627
Hersteller (Marke)	Mariefeld

