



Marienfeld® Mikrohaematokrit-Kapillaren 75x0,9-,0 mm hep.

Artikelbilder



Beschreibung

Mikrohaematokrit-Kapillarröhrchen 60 µl, Natrium-heparinisiert, Länge ca. 75 mm +/-0,5 mm, Innendurchmesser 1,1-1,2 mm, Außendurchmesser 1,5-1,6 mm, für Anwendungen gemäß der EU Verordnung 2017/746 für In-vitro-Diagnostika (IVDR), mit CE-Kennzeichen, empfohlenem Verbrauchsdatum und Chargennummer zur umfassenden Information und Rückverfolgbarkeit, zu 100 Stück im Spenderröhrchen, 10 Röhrchen im Karton, 70.000 Stück im Umkarton (Großpackung)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	MD-0600
Hersteller (Marke)	Marienfeld

