



Memmert® Deckenwärmer IF260bw, 256l, 20-80°C

Artikelbilder

Beschreibung

Deckenwärmer IF260bw, Medizinprodukt, forcierte Umluft fix bei 100 %, SingleDISPLAY, 256 l, Arbeitstemperaturbereich mind. 10 °C über Raumtemperatur bis +80 °C, Einstelltemperaturbereich +20 °C bis +80 °C, mit 2 Gitterrosten, äußere Edelstahltür, Ethernet-Schnittstelle zum Auslesen der Protokolldaten; Tür-Auf-Erkennung; doppelter Übertemperaturschutz, integrierter Datenlogger mit Speicherkapazität für min. 10 Jahre, Einstellung von je 3 Kalibrierwerten am ControlCOCKPIT; Werkskalibrierzertifikat für +37 °C; Strukturedelstahlgehäuse: 824 x 1183 x 684 mm; Edelstahlinnenraum: 640 x 800 x 500 mm; Spannung: 230 V, 50/60 Hz; max. Leistungsaufnahme: ca. 1700 W

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	MM-0835
Hersteller (Marke)	Memmert

